


# VRAE 简明操作说明



## 开机方法

按[MODE]键一秒然后放开

可开启仪器。仪器鸣音一次，显示“ON”，然后是“Ver n.n”表明仪器当前的工厂软件版本号。随后是仪器序列号，型号，操作模式，现时日期和时间、仪器的内部温度，气体选择，高/低、STEL、TWA/AVG警报限值，电池电压，仪器关闭电压。另外也按顺序显示内部模式设置，如用户模式，警报模式，剩余数据采集时间，及数据采集。

## 关机方法

按[MODE]键并保持5秒

将关闭仪器，仪器鸣一声，并倒计时，在LCD上显示出“Off”信息，关闭仪器，显示屏空白。

在仪器关闭时，仪器内的时钟仍然在运行直至电池耗尽（大约4-5天）。如果电池耗尽或者取出30分钟，时钟将消失，此时，用户可重新设置时钟，或在数据传输中下载计算机的时钟。

## 仪器的校正方法

同时按下[MODE]和[N/-]键三秒钟

仪器将显示“EnterPassword=”(输入密码0000) 如果密码数值不为零，用[Y/+]或[N/-]键增加或减少数值。然后用短促 按[MODE] 确认。闪动右移进行下一输入。直到所有输入正确 按下[MODE]键1秒 仪器显示“Calibrate Monitor?” 按下[Y/+] “FreshAir Calibration?”, 按下[Y/+] 开始零点校正。仪器显示“Zero...in Progress” 然后是顺序出现的传感器名称以及调零信息“Zeroed”(已调零)。氧气传感器的读数应当是20.9%，其它传感器的读数应当是零或一个非常小的数。大约30秒以后，仪器显示“Zero Cal Done, Turn off Gas”(零点校正结束, 按下[Y/+] 仪器进入下一个子菜单“Multiple Sensor Calibration?”)

按[Y/+]

仪器显示所有预先选定的传感器名称和OK? (按下[Y/+] 接受并开始校正，否则，按下[N/-] 改变传感器。打开气瓶，仪器显示“Supply Mixed Gas”(使用混合气体)，并等待气体到达传感器，当气体到达传感器后，显示“Calibration in progress ...60”(正在校正60)...。其中的倒计数表明距校正结束的时间。当计数为零，仪器显示每一个传感器的名称，并显示“cal'ed”(校正结束)以及每一个传感器的校正值。注意：读数应当特别接近设定的标定气体值，在大约30秒暂停后，显示出“Span Cal Done! Turn Off Gas”(校正完成，关闭气瓶)。

继续第一步，按下[Y/+]


仪器显示“Single Sensor Calibration?”(是否进行单个传感器校正?)。按下[Y/+] 仪器显示所有已经安装在仪器上的传感器名称，按[MODE] 移动光标至氧气传感器上，按下[Y/+] 用户可以使用纯氮气瓶作为氧校准气0%，连接氮气钢瓶且打开阀门，当仪器出现“0%oxygen?”(是0%氧气吗？)时，按下[Y/+] 校正完成后，显示 0% cal'ed reading=0ppm 关闭氮气钢瓶。

| 仪器设置子菜单                 | 中英文对照      |
|-------------------------|------------|
| Change Operation Mode?  | 是否改变操作模式?  |
| Change Site ID?         | 是否改变现场号?   |
| Change User ID?         | 是否改变用户号码?  |
| Change Alarm Mode?      | 是否改变警报模式?  |
| Change User Mode?       | 是否改变用户模式?  |
| Change Date?            | 是否改变日期?    |
| Change Time?            | 是否改变时间?    |
| Change Lamp?            | 是否改变灯的种类?  |
| Change Unit?            | 是否改变数据单位?  |
| Change Pump speed?      | 是否改变泵速?    |
| Change External Output? | 是否改变外部输出?  |
| Change DAC Range?       | 是否改变DAC范围? |


| 校正中的子菜单 中英文对照                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Fresh Air Calibration?       | 是否进行清洁空气校正?     |
| Multiple Sensor Calibration? | 是否进行多传感器校正?     |
| Single sensor Calibration?   | 是否进行单个传感器校正?    |
| Modify Span Gas Value?       | 是否改变标准气体浓度值?    |
| Change LEL Span Gas?         | 是否改变LEL标准气体浓度值? |

| 数据采集子菜单 中英文对照          |           |
|------------------------|-----------|
| View Data?             | 浏览数据?     |
| Clear Data?            | 清除所有数据?   |
| Change Datalog Period? | 改变数据采集间隔? |
| Select Average Type?   | 选择平均类型?   |

| Alarm Limit Sub-Menu 警报限值子菜单 |             |
|------------------------------|-------------|
| Change High Alarm limit?     | 改变高限警报值?    |
| Change Low Alarm limit?      | 改变低限警报值?    |
| Change STEL Alarm limit?     | 改变STEL限警报值? |
| Change Average Alarm limit?  | 改变平均值警报值?   |



| 条件              | 警报信号                         |
|-----------------|------------------------------|
| 气体浓度超过高限警报      | 每秒3声警报/闪动并显示传感器名称和“high”(高)  |
| 气体浓度超过低限警报      | 每秒2声警报/闪动并显示传感器名称            |
| 气体浓度超过STEL      | 每秒1声警报/闪动并显示传感器名称            |
| 气体浓度超过TWA       | 每秒1声警报/闪动并显示传感器名称            |
| 读数超过仪器最大值或传感器量程 | 每秒3声警报/闪动并显示“MAX”或“OVR”      |
| 传感器过度负漂移        | 每秒1声警报/闪动并显示“NEG”            |
| 泵故障             | 每秒3声警报/闪动并显示“Pump”(泵)        |
| LEL传感器关闭        | 每秒3声警报/闪动并显示LEL传感器名称及“off”关闭 |
| 电池电压低           | 每分钟1声警报/闪动并显示“Bat”           |
| 记忆器满            | 每秒1次闪动并显示“Mem”               |



## 改变警报限值方法

同时按下[MODE]和[N/-]键三秒钟 仪器显示“Calibrate/Select Gas?” (是否校正/选择气体?), 按下[N/-] 仪器显示 Change alarm limits? 显示“High limit?”, 按下[Y/+] 仪器将显示相应限值等, 并且在第一个预先储存的警报值的第一位数上闪动。用[Y/+]或[N/-]键改变数值大小, 短促按[MODE]键进到下一个数值。重复操作直到所有的数值得到改正, 按下[MODE]键一秒钟 显示”SAVE?” 按下[Y/+] 以退出此模式。按此方法可以设置, 高低限警报值、STEL限警报值、平均值警报值。